

PENTALED 12

Pentaled 12 undersökningslampa

Pentaled 12 är en undersökningslampa med hög prestanda och stort användningsområde. Den kan användas för allt från gynekologi och intensivvårdsavdelningen till dagkirurgi.

Med sin ergonomiska och smala design är den enkel att manövrera och inte i vägen för operatören.

Pentaled 12 finns som tak-, vägg- och golvmodell.

Artikelnummer:

PENTALED 12 - Pentaled 12 Tak modell

PENTALED 12PA - Pentaled 12 Vägg modell

PENTALED 12PI - Pentaled 12 Golvmodell

PENTALED 12X2 - Pentaled 12 Tak model, dubbel ljus





PentaLED 12 har många bra funktioner och egenskaper:

- LED-ljus med lång livslängd (50 000 tim) och låg strömförbrukning
- Indirekt ljus för ett bländningsfritt ljus
- Vitt och kallt ljus för en bra färgåtergivning
- Enkel att manövrera från alla positioner
- Ergonomisk design av lamphuvudet för att inte störa användaren och underlätta rengöring
- Steriliserbart handtag
- Justering av ljusintensitet
- Underhållsfri
- 50 000 lux (1 m)

Frekvens	50/60 Hz
Belysningsintensitet Ec på 1 m avstånd	100000 lx
Ljusets djup vid 20%	150 mm
Ljusets djup vid 60 %	77 mm
Färgtemperatur	4500 K
Ljusfält	180 mm
Ljusfältsdiameter, värde d10	160 mm
Ljusfältsdiameter, värde d50	95 mm
Färgåtergivningsindex (Ra)	96
Återgivningsindex för röd färg (R9)	≥ 90
Antal lysdioder	12
Medellivslängd för lysdiod	>60 000 h
Lamphuvudets dimensioner	400 mm
Product Code	PENTALED 12, PENTALED 12PA, PENTALED 12PI, PENTALED 12X2