

# PENTALED 28

Pentaled 28 är en undersökningslampa med högre prestanda och bättre funktionalitet som även lämpar sig för mindre kirurgiska ingrepp. Pentaled 28 är för dig som behöver exceptionell teknisk prestanda och stor mångsidighet i användningsområdet.

Med en ljusintensitet på 120 000 lux blir undersökningslampan speciellt lämplig för lätt kirurgi, gynekologi och akuten. Pentaled 28 finns som tak-, vägg- och golvmodell och har manuell fokusering av ljuset.

Produktkoder:

PENTALED 28 - Pentaled 28 Tak modell

PENTALED 28PA - Pentaled 28 Vägg modell

PENTALED28PI - Pentaled 28 Gold modell

PENTALED28X2 - Pentaled 28 X2 Tak modell, dubbel ljus





Pentaled 28 har många bra funktioner och egenskaper:

- LED-ljus med lång livslängd (>60 000 tim) och låg strömförbrukning
- Vitt och kallt ljus för en bra färgåtergivning
- Enkel att manövrera från alla positioner
- Steriliserbart handtag
- Justering av ljusintensitet
- Justering av ljusets färgtemperatur
- Manuell fokusering
- Underhållsfri
- 120 000 lux (1 m)

Frekvens	50/60 Hz
Belysningsintensitet Ec på 1 m avstånd	120000 lx
Ljusets djup vid 20%	155 mm
Ljusets djup vid 60 %	88 mm
Färgtemperatur	4500-5000 K
Ljuskvadrat	110-330 mm
Ljuskvadratdiameter, värde d10	300 mm
Ljuskvadratdiameter, värde d50	110 mm
Färgåtergivningindex (Ra)	94
Återgivningindex för röd färg (R9)	≥ 90
Total radiated energy where the illuminance reaches max level	231 W/m <sup>2</sup>
Antal lysdioder	28
Medellivslängd för lysdiod	> 60 000 h
Lamphuvudets dimensioner	400 mm
Product Code	PENTALED 28, PENTALED 28PA, PENTALED28PI, PENTALED28X2