

PRIMALED

Primaled är en undersökningslampa med den senaste tekniken

Den runda och ultrasmla designen gör att lampan blir ergonomisk och passar till allt från dagkirurgi till intensivvårds avdelningen.

Tack vare möjligheten till att variera belysningen från vitt- till gult ljus (5000–4500 K), kan varje vårdgivare ställa in lampan till att passa dens egna preferenser.

Artikelnummer:

PRIMA - Primaled undersökningslampa

PRIMAFLEX - Primaled Flex undersökningslampa med flexibel arm

Tillbehör:

RLBI - Golvmodell med 5 hjul

SI1 - Tabell mount adapter

SI2MED - Veggmontering adapter

Z400072 - Skinneadapter

Z400075 - Monteringsskinne



- Hög ljuskvalitet med en låg energiförbrukning
- Reducerad Infraröd belysning, vilket ger låg värmegenerering
- Konfigurerbar färgtemperatur
- Konfigurerbar ljusintensitet
- Minskad skuggbildning

- Lätt rengörig
- Ekonomisk lösning med lång livscykel
- Underhållsfri, inga glödlampsbyten
- Miljövänlig

Sekundärspänning	24 V
Frekvens	50/60
Ljusfältsdiameter, värde d10	140 mm
Färgåtergivningsindex (Ra)	95
Total radiated energy where the illuminance reaches max level	225 W/m ²
Lamphuvudets vikt	3,3 kg
Product Code	PRIMA, PRIMAFLEX