

# SATURNO-LED

Saturno-LED är en lampa av kirurgisk typ som passar för mindre operationer, gynekologi och första hjälpen. Lampan är väldigt lätt att flytta tack vare aluminiumstödet konstruktion.

Två låga temperaturer, 4000 K och 4500 K, dimning, steriliserbart handtag gör det perfekt för undersökning och mindre procedurer. Batteribackup som ett alternativ för mobilmodell.

Saturno-LED finns som tak-, vägg- och golvmmodell.

## Produktkoder:

SATSO-LED Tak modell

SATPA-LED Vägg modell

SATPIN-LED Golvmmodell

SATSOX2-LED Tak modell, dubbelt ljus





|   |   |
|---|---|
| Primärspänning  | 100 - 240 V                                   |
| Frekvens  | 50/60 Hz                                      |
| Belysningsintensitet $E_c$ på 1 m avstånd   | 50000 lx                                      |
| Ljusets djup vid 60 %   | 1240 mm                                       |
| Färgtemperatur  | 4000 K, 4500 K                                |
| Ljusfält  | 280 mm  |
| Ljusfältsdiameter, värde $d_{10}$   | 250 mm  |
| Ljusfältsdiameter, värde $d_{50}$   | 150 mm  |
| Färgåtergivningindex (Ra)   | 95  |
| Återgivningsindex för röd färg (R9)   | $\geq 90$                                     |
| Total radiated energy where the illuminance reaches max level                           | 163 W/m <sup>2</sup>                          |
| Förhållande mellan utstrålad energi $E_e$ och belysnings $E_c$ (mW / m <sup>2</sup> lx) | 3,27  |
| Antal lysdioder   | 9+3   |
| Medellivslängd för lysdiod  | $\geq 60\ 000$ h                              |
| Lamphuvudets dimensioner  | 195 mm  |
| Product Code  | SATPA-LED, SATPIN-LED, SATSO-LED, SATSOX2-LED |