

# MC I 80 MEDICINKYLSKÅP

Medicinsk Kyl med solid dörr och statisk kylning. Levereras med digital styrning och standard med "realtid" klocka och HACCP. Skåpen har utgång för externt larm och datautgång RS 485 Lagring av högsta och larm lägsta temperatur. Automatisk avfrostning. Låsbar dörr. Bakterier som skyddas av smältvattnet rinner i en separat sluten behållare. Hög och lavtemperaturalarm. Exteriör vita skåp. Välj mellan vänster-eller högerhängd dörr.



Product Code

MC I 80

---