

# PEDIATRISK SEKTION 60506

Pediatrik sektion är avsedd för barnkirurgi. Bordskivan är smalare än andra sektioner som gör att kirurger och vårdpersonal kan komma närmare patienten.

Inkluderar 80 mm tjock antistatisk och viskoelastisk madrass. Säker arbetsbelastning (SWL): Promerix 40 kg, Smarter Practico 15 kg

Beställningsnr. 100060506



Längd (table top)	1340 mm
Madrassbas (bredd)	350 - 540 mm
Vikt	18 kg
Product Code	100060506