

RAPIDO

Allt-i-ett operationsbord för dagkirurgi

Rapido är ett allt-i-ett hydrauliskt operationsbord för dagkirurgi. Rapido lämpar sig för hela processen, dvs förberedelse, transport, operation och uppvakning. Dess många olika funktioner gör det till den idealiska lösningen för dagkirurgiska kliniker. Rapido möjliggör snabba transporter inom dagkirurgikliniken och därmed ett bättre utnyttjande av operationssalstiderna, vilket är avgörande för en effektiv öppenvårdskirurgi.





Rapidos egenskaper:

- Speciellt anpassat för dagkirurgi
- Kostnadseffektiv: I produkt, flera tillämpningar: säng, patientvagn, operationsbord, undersökningsbord
- Enkel att underhålla
- Lätt att använda samt rengöra
- Exceptionellt låg minimihöjd
- Underrede av epoxilackad stål
- Hölje av chocktålig ABS plast
- Snurrbara antistatiska tvillinghjul 150

- Central låsningspedal på varje hjul (låser alla hjul samtidigt)
- Robust och stabilt pelarsystem
- Bänk i 4-5 sektioner (huvuddelen medräknad)
- Bänkplattorna är av genomlysbar högtryckspressat laminat
- Röntgenkassettskenor längs hela sträckan
- Separat set av mjuka antistatiska, 80 mm madrasser som fästes på bordet med kardborrband
- Nedfällbara sidoskenor

Titel	Basic	Upper Body
Längd	2050 mm	2185 mm
Bredd (table top)	654 mm	654 mm
Bredd (bas)	630 mm	630 mm
Höjjustering	650 - 1020 mm	650 - 1020 mm
Säker arbetsbelastning (SWL)	160 kg	160 kg
Chockläge	-25 °	-25 °
Anti-Chockläge	+18 °	+18 °
Huvudstödsjustering	-45 - +25 °	-45 - +25 °
Ryggsektionsjustering	-4 - +70 °	-4 - +70 °
Bensektionsjustering	-90 - +4 °	-90 - +4 °
Hjulstorlek	150	150
Hjultyp (antistatiskt, låsbart)	antistatic	antistatic
Madrassbas (sektioner)	5	5
Madrassbas (bredd)	600 mm	600 mm
Vikt	125 kg	125 kg
Sidolutning	-15 - +15 °	0 - 0 °
Max lyft kapacitet	250 kg	250 kg
Product Code	100001860, 100001865	100001860, 100001865