

ARMSTÖD 125

Det stoppade armstödet 125 inkluderar en skruvklove och remmar 110. Justerbar höjd, gasfjäderassisterad vinkeljustering. Roterar 180 grader Lämplig för EUR-skenor.

Best.nr.

110125 Armstöd 125



Bredd	640 mm
Höjd	205 mm
Tjocklek	60 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	19,5 kg
Chockläge	-36 °
Anti-Chockläge	+26 °
Vikt	6,2 kg
Product Code	110125