

ARMSTÖD 151

Armstöd, par, 151 för oftalmologi är utformade att stödja kirurgens arm under operationen. Vrids 360 grader. Höjdjustering med gemensam skruv på sidan av aluminiumkloven. Passar alla Merivaaras operationsbord.

Best.nr. 100 000 151



Bredd	300 mm
Längd	85 mm
Höjdjustering	120 - 320 mm
Tjocklek	40 mm
Säker arbetsbelastning (SWL)	10 kg
Vikt	2,4 kg
Product Code	100000151