


# ARMSTÖD 19180

Stoppat armstöd med justerbar höjd och vinkel (kulled), lätt att manövrera och justera med en spak. Roterar 180 grader. Inkluderar klämmor och remmar 110.



## Armboard positioning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Bredd                        | 605 mm |
| Höjd                         | 160 mm |
| Tjocklek                     | 30 mm  |
| Max. patientvikt             | 200 kg |
| Säker arbetsbelastning (SWL) | 12 kg  |
| Vikt                         | 4,3 kg |
| Product Code                 | 119180 |