


ARMSTÖD 19185

Stoppat armstöd med justerbar höjd och vinkel (kulled), lätt att manövrera och justera med en spak. Roterar 180 grader Fixeras vid tillbehörsskena med radiell klove för bredare justeringsvinkel. Idealisk med axelsystemet av "Beach Chair"-typ Radiell klove och rem 110 medföljer.

Best.nr.

100 019 185 Armstöd 19185 EUR-skena

100 019 185U Armstöd 19185 för USA-skenor



Armboard positioning

Bredd	605 mm
Höjd	160 mm
Tjocklek	30 mm
Max. patientvikt	200 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	12 kg
Vikt	4,3 kg
Product Code	119185, 100019185