

ARMSTÖD SIDOARMBORD 11802

Ger armstöd för framstupa, neurologiska, sido- och stollägen. Ett brett urval av positionsflexibilitet, vrids 360 grader. Den förstklassiga durasoft-dynan säkerställer patientkomforten. Universalklove 10300 krävs för fixering.

Best.nr.

100 011 802 Sidoarmbord 11802

100 010 300 Universalklove 10300



Bredd	510 mm
Längd	150 mm
Höjjustering	170 - 480 mm
Tjocklek	30 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	16 kg
Vikt	3,2 kg
Sidolutning	45 - 45 °
Product Code	110802, 100011802