

KARPALBORD 11912

Arm- och handbord för karpaltunnelingrepp och andra mindre kirurgiska åtgärder. Unika utskjutande sidstativ skapar en extremt styv yta som är fullständigt genomlysbar. Vertikalt justerbar 50 mm. Mjuk tryckavlastningsdyna för optimal patientkomfort och stabilitet.

Fixeras på sidoskena med två medföljande klovar. I 1043 (EUR/UK/US).



Bredd	340 mm
Längd	625 mm
Höjd	200 mm
Max. patientvikt	270 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	20 kg
Vikt	6,7 kg
Product Code	110912, 100011912