

FOTSTÖDS-/ BORDSFÖRLÄNGNING 20114

Förhindrar patienten från att glida under ingrepp som kräver omvänd Trendelenburg. Tillgänglig för både IS- och VEF-madrass, eller utan the madrass. Lämplig för alla Merivaara-bord. Universalklovar (2 stk) ingår.

Dynstrl: 276 x 540 x 65 mm.

Best.nr.

100 020 114 Fotstöd/förlängningsdel

100 000 124 Dyna för delen



Längd	276 mm
Längd (table top)	270 mm
Höjd	540 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	29 kg
Vikt	5,1 kg
Product Code	100020114