

# LÄTT FOTSTÖD 6020 I

Lätt fotstöd med spärrlåsmekanism för Promerix och Practico operationsbord

Ett lätt, snabbspärrat fotstöd, som stöd för patientens ben före gynekologiska eller urologiska ingrepp – t.ex. under transport eller narkos.

Best.nr 100 060 201



Längd	1010 mm
Höjd	135 mm
Max. patientvikt	180 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	50 kg
Vikt	5,2 kg
Product Code	100060201