

HUVUDSTÖD FÖR "BEACH CHAIR"- RYGGSTÖD 30126

För "Beach Chair"-ryggstöd för ingrepp i axeln och överarmen.
Unik glidfunktion med dubbelledad mekanism, mycket breda
justeringar alla riktningar.
Passar Promerix 60525 och Practico 30125 ryggstöd.

Roterar 360 grader, justeringar 180 grader.
Vertikal justering: 65 mm

Best.nr. 100 030 126



Längd	225 mm
Höjd	600 mm
Säker arbetsbelastning (SWL)	15 kg
Vikt	4,5 kg
Product Code	145126, 100030126