

BRETT HUVUDSTÖD 141

Det breda huvudstödet 141 passar alla Merivaaras operationsbord.
För fixering till Promerix och Practico operationsbord krävs adapter 60146.

Best.nr.

100 000 141 Brett huvudstöd 141

100 060 146 Adapter för Promerix/Practico



Bredd	406 mm
Höjd	275 mm
Tjocklek	50 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	14 kg
Chockläge	-45 °
Anti-Chockläge	+25 °
Vikt	4,5 kg
Product Code	100000141