

HUVUDSTÖD I 42, SMALT

Det smala huvudstödet I 42 passar alla Merivaaras operationsbord.
För fixering till Promerix och Practico operationsbord, krävs adapter 60146.

Best.nr.

100 000 I 42 Smalt huvudstöd I 42

100 060 I 46 Adapter för Promerix/Practico



Bredd	206 mm
Höjd	275 mm
Tjocklek	50 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	14 kg
Chockläge	-45 °
Anti-Chockläge	+25 °
Vikt	4,1 kg
Product Code	100000142