

HUVUDSTÖD 18101

Med Rapido för allmänkirurgi, passar alla Merivaaras bord. För Promerix och Practico operationsbord krävs fixeringsadapter 60146.

Best.nr.

100 018 101 Huvudstöd

100 060 146 Adapter för Promerix/Practico



Bredd	408 mm
Höjd	300 mm
Tjocklek	80 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	14 kg
Chockläge	-45 °
Anti-Chockläge	+25 °
Vikt	4,1 kg
Product Code	145181, 100018101