

# HUVUDSTÖD FÖR OFTALMOLOGI & ÖNH

## 18150

Specialhuvudstöd för oftalmologi & ÖNH passar alla Merivaaras operationsbord.

För Promerix och Practico operationsbord krävs fixeringsadapter.

Best.nr.

100 018 150 Huvudstöd 18150

100 060 146 Adapter för Promerix/Practico



Bredd	290 mm
Höjd	225 mm
Tjocklek	60 mm
Max. patientvikt	200 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	15 kg
Huvudstödsjustering	-110 - +50 °
Vikt	2,8 kg
Product Code	145150, 100018150