

HUVUDSTÖD FÖR OFTALMOLOGI 18151

För oftalmologi, dubbelledad mekanism, bredare justeringsområde.

För Promerix och Practico krävs fixeringsadapter.

Best.nr.

100 018 151 Huvudstöd 18151 för oftalmologi

100 060 146 Adapter för Promerix/Practico



Bredd	290 mm
Höjd	225 mm
Höjjustering	-70 - +385 mm
Tjocklek	60 mm
Max. patientvikt	200 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	15 kg
Huvudstödsjustering	-110 - +120 °
Vikt	3,25 kg
Product Code	145151, 100018151