

# HUVUDSTÖD FÖR ÖNH 18143

För ÖNH-kirurgi. Passar alla Merivaaras operationsbord med "Beach Chair"-ryggstöd. För Promerix och Practico operationsbord krävs fixeringsadapter.

Best.nr.

100 018 143 Huvudstöd 18143

100 060 146 Adapter för Promerix/Practico



Bredd	242 mm
Höjd	245 mm
Tjocklek	40 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	14 kg
Chockläge	-45 °
Anti-Chockläge	+25 °
Vikt	3,4 kg
Product Code	110143, 100018143