

KLOVE, RADIELL KLOVE I 0300

Radiell tillbehörsklove, universell modell, passar alla typer av skenor och roterar 360 grader. Rostfritt stål. Lätt att förjustera för olika diametrar. Extremt bra grepp om runda stänger, särskilt praktisk för benstöd och byglar med rund stång.

Best.nr. 100 010 300



Bredd	110 mm
Djup	100 mm
Höjd	160 mm
Säker arbetsbelastning (SWL)	58 kg
Vikt	1,3 kg
Product Code	100010300