

TILLBEHÖRSSKENA, FÖRLÄNGNING 19128

Rostfritt stål längd 550 mm. Passar bägge sidor av bordet. Passar alla Merivaaras operationsbord med sidskenor av europeisk standardtyp.

Best.nr.

100 019 128

100 019 128U (för USA-skenor)



Längd	65 mm
Höjd	550 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	58 kg
Vikt	2,8 kg
Product Code	110128, 100019128