

# KNÄSTÖD 138

Knästöd med höjjusterbar, teleskopisk stödstång, genomlysbar (kolfiber) och stoppad, fästs på adaptorn. Kan fixeras på bägge sidor av bordet.

För ortopedisk förlängningsenhet I 9300.

Justerbar höjd 105–475 mm.

Best.nr. 100 000 138



Längd	500 mm
Höjd	610 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	44 kg
Vikt	3,6 kg
Product Code	100000138