

ORTOPEDISK FÖRLÄNGNINGSENHET 19300

Ortopedisk förlängningsanordning med hög säker arbetsbelastning för Promerix och Practico operationsbord för dragning av nedre extremiteterna. Monteras på bordets fotända.

Inkluderat i leveransen:

- Adapter till bordet
- Tvådelad ledförlängare (2 stk)
- Stödfötter (2 stk)
- Spännskruvar (2 stk)
- Sträckstövlar, vuxenmodell (ett par)
- Bäckensöd
- Perinealstång (1 stk)
- Inkluderar även benplattor 19348 för att stödja benen under anestesi innan den slutliga positioneringen





Längd	820 mm
Höjd	1857 mm
Höjdjustering	700 - 1160 mm
Säker arbetsbelastning (SWL)	225 kg
Vikt	37,9 kg
Product Code	100019300