

STRÄCKSKO FÖR BARN 19131

Sko för barn modell 19131

Läderskor (par), bottenplattor fästs vid spänningsskruvenheten med en kulle. För 19300 ortopedisk förlängningsenhet . Vikt 0,8 kg, vinklar kan vridas 25 grader.



Best.nr. 100 019 131

Bredd	80 mm
Längd	180 mm
Höjd	230 mm
Säker arbetsbelastning (SWL)	58 kg
Vikt	0,9 kg
Product Code	100019131