

SKÅL 6 L 61581 / 61582

För användning på Promerix borden fäst under 40-gynekologiska sektionen för uro- och gyn-ingrepp.

61581 utan dränage, 61582 med dränage. Rostfritt stål.

Hållare för 6 l skål 61580. Fixeras på gyn-sektionen 60440 eller 60425.

Skålstrl: 396 x 265 x 127 mm

Vikt: 2–2,5 kg

Dränage: silikonslang diameter 19 mm, längd 1000 mm

Best.nr.

100 061 580 skålhållare

100 061 581 hållare+skål utan dränage

100 061 582 hållare+skål med dränage



Product Code

100061581, 100061582, 100 061 580