

SIDOSTÖD MV-11651

Sidostöd MV-11651 med rund dyna.

Ger säker och komfortabel positionering för höftgrepp och andra åtgärder som kräver optimal lateral stabilitet. Durasoft-dynorna utgör ett mjukt underlag för beniga kroppspartier. De svängbara huvuden följer anatomiska konturer och låsas för exakt positionering.

Dynans diameter 100 mm. Höjdjustering 170–285 mm. Roterar 360 grader.

Inkluderar monteringsklovar 11043.



Längd	290 mm
Höjd	340 mm
Höjdjustering	170 - 285 mm
Max. patientvikt	180 kg
Vikt	1,9 kg
Product Code	100011651