

# SIDOSTÖD MV-I | 652

Sidostöd MV-I | 652 med rektangulär dyna.

Ger säker och komfortabel positionering för höftgrepp och andra åtgärder som kräver optimal lateral stabilitet. Durasoft-dynorna utgör ett mjukt underlag för beniga kroppspartier. De svängbara huvuden följer anatomiska konturer och låsas för exakt positionering.

Roterar 360 grader. Dyna 100 x 105 mm.

Inkluderar monteringsklove | 1043.



Längd	350 mm
Höjd	340 mm
Höjjustering	170 - 285 mm
Max. patientvikt	180 kg
Vikt	2,1 kg
Product Code	100011652