

STÖDBÄLTE 20127

Som stöd för patienten i Beach Chair under operationen.
Ska användas med produkterna 100 060 125 och 100 012 540.
Stödbälte för Promerix och Practico Beach Chair.

Klove (1 stk) ingår. Dynans bredd 140 mm, dynans längd: 370 mm,
bältets bredd 50 mm. Vertikala stångens längd: 550 mm.



Best.nr 100 020 127

Säker arbetsbelastning (SWL)

325 kg

Vikt

1,5 kg

Product Code

100020127