

PATIENTSÄKERHETSÄLET I 1081

Justeras enkelt med två "flygplans"-spännen. Bältet är gjort av starkt, ledande och förstärkt gummi för att hållbarhet och enkel rengöring. Fästning med endast ett band, metallkrokar ingår inte i detta försäljningspaket. Stopplingens bredd 130 mm, längd 610–1510, vikt 1,0 kg.



Best.nr. 100 011 081

Längd	130 mm
Höjd	1510 mm
Vikt	1,0 kg
Product Code	100011081