

SATURNO-LED

Saturno-LED är en lampa av kirurgisk typ som passar för mindre operationer, gynekologi och första hjälpen. Lampan är väldigt lätt att flytta tack vare aluminiumstödet konstruktion.

Två låga temperaturer, 4000 K och 4500 K, dimning, steriliserbart handtag gör det perfekt för undersökning och mindre procedurer. Batteribackup som ett alternativ för mobilmodell.

Saturno-LED finns som tak-, vägg- och golvmodell.

Produktkoder:

SATSO-LED Tak modell

SATPA-LED Vägg modell

SATPIN-LED Golvmodell

SATSOX2-LED Tak modell, dubbelt ljus





Primärspänning	100 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Belysningsintensitet E_c på 1 m avstånd	50000 lx
Ljusets djup vid 60 %	1240 mm
Färgtemperatur	4000 K, 4500 K
Ljusfält	280 mm
Ljusfältsdiameter, värde d_{10}	250 mm
Ljusfältsdiameter, värde d_{50}	150 mm
Färgåtergivningindex (Ra)	95
Återgivningsindex för röd färg (R9)	≥ 90
Total radiated energy where the illuminance reaches max level	163 W/m ²
Förhållande mellan utstrålad energi E_e och belysnings E_c (mW / m ² lx)	3,27
Antal lysdioder	9+3
Medellivslängd för lysdiod	$\geq 60\ 000$ h
Lamphuvudets dimensioner	195 mm
Product Code	SATPA-LED, SATPIN-LED, SATSO-LED, SATSOX2-LED