



## Universalramme for operasjoner i rygg

Stabil og praktisk plattform for ryggposisjonering.

- Enkel justering for tilpassning av ønsket prosedyre.
- Kompatibel med C-bue.
- Tåler pasientvekt på hele 227 kg.
- VEF-madrass, transporttralle og justeringshåndtak er inkludert.



Rammen kan brukes til alle operasjonsbord. Rammen passer også Jackson Spine Tabell og Allen Flexramme. Leveres komplett med transporttralle, hånd sveiv, engangshodestøtte, og to-arm vugger.

Video:

<http://www.youtube.com/watch?v=CHGKRYWPw0A>

Ordre informasjon:

100012805 Spine Frame